

Til BOH

D.8. marts 2018

INFORMATION OMKRING OPSTART AF INFLUENZA A / B & RESPIRATORISK SYNCYTIAL VIRUS (RSV) PÅ CENTRALLABORATORIET.

Fra Mandag d.12. marts tilbyder CLAB analysen Influenza A / B & Respiratorisk Syncytial Virus (RSV) der udføres på et Point-of-Care udstyr (LIAT). En kombi - analyse hvor I altid vil få svar på både Influenza A & B samt RSV.

Klin.mikrobiologisk afd. Hvidovre rekommandation:

Det er kun Influenza eller RSV prøver, hvor et negativt svar vil medføre afisolering af patienten, der skal udføres lokalt hos jer ved PoC - alle andre prøver sendes som vanligt til KMA.

Fremover SKAL RSV bestilles sammen med Influenza A / B (Best/Ord. 52050). Den nuværende analyse til RSV (til børn & voksne) nedlægges. Derfor bestilles denne nye kombi - analyse på de børn, hvor der er mistanke om RSV og hvor der skal besluttes omkring isolation eller ej – **Nyt; prøvemedit skal være et UTM rør.**

VIGTIGT at den rigtige analysekode vælges i SP – ellers vil resultatet ikke blive overført til SP. Samt at det rigtige prøvetagningsglas anvendes.

Analysenavn i SP	Prøvemateriale	Prøvemedit
Best/Ord. 52050 Influenza A+B og RS virus DNA/RNA Prøven skal leveres til CLAB med det samme – ellers skal prøven opbevares på køl hvis den skal sendes til AHH.KMA Analysetiden er 20 minutter	Podning eller Nasopharynxsekret Lokalisation; Podning fra næsesvælgrum (nasopharynx) eller svælg tages med UTM prøvetagningsæt Materiale fra luftveje (nasopharyngealt, sug, trachealsekret) podes med UTM prøvetagningsæt	UTM (rødt låg) prøvetagningsæt når prøven skal udføres på BOH Eswab (lyserød / hvidt låg) prøvetagningsæt når prøven er en almindelig rutine undersøgelse og sendes som i dag til AHH.KMA



Hvis ovenstående giver anledning til tvivlsspørgsmål, så er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 71720

Med venlig hilsen
Afd. bioanalytiker Vinnie Pedersen