

Til praksis/BOH

15.08.2019

Information vedrørende udskiftning af gelglas fra d. 2. september

Serum-gel-glas med rød prop og gul inderprop bliver skiftet ud med serum-gel-glas med ”guldfarvet” prop.

Lithium-heparin-gel-glasset med grøn prop og gul inderprop bliver skiftet ud med Lithium-heparin-gel-glas med mint-farvet prop.



Med udskiftningen følger vi i Region Hovedstaden internationale standarder.

Fra d. 2. september vil glasnavnene på PTB'erne blive skiftet.

På de røde PTB'er fra WebReq erstattes ”4 Rød/Gul”, med ”3,5 Gold”, og ”3LH Grøn/Gul” udskiftes med ”3,5 Mint”

På de blå PTB'er som udskrives på hospitalet, ændres der fra ”rød4G” til ”gold3,5” og fra ”grøn3G” til ”mint3,5”

Vi har dog stadig en del af de ”gamle” glas på lager, så i en overgangsperiode vil alle fire typer glas være i brug. Indholdet i glassene er nøjagtig det samme som før, så opbrug lageret af de gamle glas først, selvom glasnavnene skifter, inden lageret er brugt.

Varenumre

Nye: 3,5 Gold/gold3,5: 454228 | 3,5 Mint/mint3,5: 454489

Gamle: 4 Rød/Gul/rød4G: 454067 | 3LH Grøn/Gul/grøn3G: 454247

Med venlig hilsen Laboratoriet på Bornholms Hospital