

REKVISITIONSESDEL TIL BESTILLING AF UTENSILIER PÅ LABORATORIET, BoH

Rekvirent:	Tag venligst selv flere kopier af sedlen eller hent den i laboratorievejledningen http://www.bohlab.dk – og benyt den ved bestilling af varer. Bestillingsseddel kan vedlægges transportkasse med tilsendte prøver eller på mail til BOH-cenla@regionh.dk . Varerne sendes med "transportordningen" 1 x ugentligt (mandag) og bestillingen skal være modtaget senest kl. 9 fredagen før.
Dato:	

Propfarve	Varebeskrivelse, glastype	Varenr.	Antal pak.	Antal stk.	Varebeskrivelse	Varenr./Antal	Antal pak.	Antal stk.
Lilla/ sort ring	K2E-EDTA – 3 mL (hæmatologi)	Vacurette 454246			Multiple Use Drawing Needle 21G x 1½ Æske á 100 stk. - Grøn/grå kanyler	Vacurette 450076		
Lilla/ sort ring	K3-EDTA – 6 mL (bl.a. til Rhesus type)	Vacurette 456043			Multiple Use Drawing Needle 22G x 1 Æske á 100 stk. – Sort/grå kanyler	Vacurette 450071		
"Gold" prop	Z-serum Sep. Clot Activator Tørglas med gel – 3,5 mL	Vacurette 454228			Safety Blood Collection Set – 21G x ¾ Grøn – sommerfugl	Vacurette 450085		
Rød / sort ring	Z-serum Sep. Clot Activator Tørglas 6 mL	Vacurette 456089			Safety Blood Collection Set – 23G x ¾ Blå – sommerfugl	Vacurette 450086		
Lyseblå / sort ring	9NC Coag.sodium citrate 3,2% 3,5 mL Koag glas.	Vacurette 454332			Quickshield Complete 21G x 1½ Kanyler med holder	Vacurette 450239		
Sort	4 NC-ESR sodium citrate 1,5 mL (SR)	Vacurette 729073			Kanyleholdere , Standard holder, stor –grøn plast (genbrug)	450208		
Mintgrøn / gul ring	LH-lithium Heparin Sep.- LH-hep. Med gel – 3,5 mL	Vacurette 454489			Plastglas 75 x 12 mm, 5 mL til afpipetterede prøver (Sarstedt)	No.55.476 Pk. á 500 stk.		
Grøn / sort ring	LH-Li-hep. Uden gel – 4 mL	Vacurette 454029			Propper Til afpip.glas – klar plast prop (Sarstedt)	65 809		
Lyserød/grå ring til <u>plasma glucose</u>	FC Mix Tube 3 mL	Vacurette 454513			Sperma-glas (Skema/Vejledning til Fertil. + Vasectomi)			
Hvid/sort ring	3 mL Z No Additive (til urin – kemi prøver)	Vacurette 454241			PTB Medcom til Webreq	Æsker á 1000 stk.		
Prøvekuvert med bobleplast til laboratoriet					Nødblanketter			

Pakket den: _____ af: _____